

AC SPIRIT/COMBO AMPUL 3,15ML+VULH

Toepassing

Lege ampul van 3.15 ml met geïntegreerde vulhulp, waarin de insuline naar keuze voor de Accu-Chek insulinepompen (m.u.v. Accu-Chek D-TRONplus) kan worden opgezogen. Per stuk steriel verpakt, geschikt voor éénmalig gebruik.



Productinformatie

Accu-Chek Spirit/Combo lege ampul van 3.15 ml met geïntegreerde vulhulp, waarin de insuline naar keuze voor de Accu-Chek insulinepompen (m.u.v. Accu-Chek D-TRONplus) kan worden opgezogen.

Met de geïntegreerde vulhulp kan de lege kunststof ampul van 3.15 ml zonder luchtbellens worden gevuld met een insuline naar keuze. Het systeem is te bevestigen op een standaard insulineflacon van 10 ml, waarbij de vulhulp de opzuignaald beschermt. Alle componenten zijn via kleuren gemarkeerd en te onderscheiden. Wat blauw is kan na het vulproces worden weggegooid.

De ampul met vulhulp is per stuk steriel verpakt en geschikt voor éénmalig gebruik. Geschikt voor de Accu-Chek Spirit, Accu-Chek Spirit Combo en Accu-Chek H-TRONplus insulinepompen.

Keuze uit verpakking met 5 stuks of 25 stuks.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037788	AC SPIRIT/COMBO AMPUL 3,15ML+VULH 5ST 04949935001 STERIEL	5 st.	60 x 5 st.	15302202	
3037792	AC SPIRIT/COMBO AMPUL 3,15ML+VULH 25ST	25 st.	14 x 25 st.	15470040	