

MYLIFE STANDAARD LANCETTEN 7101030

Toepassing

Uitwisselbaar lancet kan gebruikt worden op meerdere prikpenen. 30 Gauge. Steriel verpakt. Voor eenmalig gebruik.

Productinformatie

Mylife, uitwisselbaar lancet voor prikken; voor het prikken van capillair bloed.

Het steriele, lancet kan gebruikt worden op meerdere prikpenen. Lancet dikte 30 gauge. Voor eenmalig gebruik.

Specificatie:

- ☐ lancet
- ☐ uitwisselbaar met meerdere prikpenen
- ☐ 30 gauge
- ☐ eenmalig gebruik

Toepassen voor:

- ☐ het prikken van capillair bloed



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037954	MYLIFE STANDAARD LANCETTEN 7101030	200 st.	50 x 200 st.	15683729	