

ACCU-CHEK TENDERLINK I INFUUSSET

Toepassing

Infuusset voor insulinetoediening via insulinepomp met LL-aansluiting. Set bestaat uit: slang met LL-aansluiting, canule en katoenen pleister. Aan-/afkoppelsysteem om korte tijd af te koppelen. Inbrenghoek 20°-45°.

Productinformatie

Accu-Chek TenderLink, infuusset met een aan- en afkoppelsysteem; bestemd voor insulinetoediening via een insulinepomp met een luer-lock aansluiting.

Infuusset bestaande uit een slang met luer-lock aansluiting en een teflon canule met pleister. De zachte canule kan onder een variabele hoek tussen 20° - 45° worden ingebracht. Door het aan- en afkoppelsysteem kan de insulinepomp eenvoudig voor een korte tijd afgekoppeld worden, bijvoorbeeld bij sporten of douchen. Het afkoppelen gebeurt direct aan het canulegedeelte. De canule is voorzien van een katoenen pleister met een ademende hypo-allergene kleeflaag. De dubbelwandige slang is gemaakt van polyurethaan en voorzien van een luer-lock aansluiting.

Specificatie:

infuusset

aan- en afkoppelsysteem

slanglengte 80cm

canule 13mm of 17mm

inbrenghoek van 20° - 45°

katoenen pleister

Toepassen bij:

insulinetoediening via een insulinepomp met een luer-lock aansluiting

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037758	ACCU-CHEK TENDERLINK I 13MM/80CM 04541618001 STERIEL	10 st.	21 x 10 st.	15060977	
3037760	ACCU-CHEK TENDERLINK I 17MM/80CM 04541669001 STERIEL	10 st.	21 x 10 st.	15061000	

