

ACCU-CHEK RAPID-D LINK SLANG

Toepassing

Infuusslang met luer-lock aansluiting voor insulinetoeediening via een insulinepomp met luer-lock aansluiting. Gebruiken met Accu-Chek Rapid-D Link infuusnaald. Aan- en afkoppelen 10cm van de infuusnaald. Lengte slang 50cm of 70cm.



Productinformatie

Accu-Chek Rapid-D Link, infuusslang met luer-lock aansluiting voor insulinetoeediening via een insulinepomp, gebruiken in combinatie met de Accu-Chek Rapid-D Link infuusnaald.

De infuusslang met luer-lock aansluiting altijd gebruiken in combinatie met de Accu-Chek Rapid-D Link infuusnaald. De infuusslang kan aangesloten worden op insulinepompen met een luer-lock aansluiting. De infuusslang is 10cm van de infuusnaald aan- en afkoppelbaar. Steriel verpakt.

Specificatie:

infuusslang met luer-lock aansluiting
aan- en afkoppelbaar 10cm van de infuusnaald
lengte 50cm of 70cm

Toepassen bij:

insulinetoeediening via een insulinepomp gebruiken in combinatie met de Accu-Chek Rapid-D Link infuusnaald

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037754	ACCU-CHEK RAPID-D LINK SLANG 50CM 04541065001 STERIEL	10 st.	27 x 10 st.	15062910	
3037755	ACCU-CHEK RAPID-D LINK SLANG 70CM 04541073001 STERIEL	10 st.	27 x 10 st.	15062929	