

## Cutimed Epiona

### Toepassing

Cutimed Epiona is een gelvormend wondverband van collageen en calciumalginaat en is geschikt voor oppervlakkige en diepe stagnerende wonden zonder necrose.

Het steriele wondverband bestaat uit 90% collageen en 10% calciumalginaat. Bij contact met wondvocht vormen het collageen en alginaat een gellaag, waardoor er een vochtige wondomgeving wordt gecreëerd. Het wondverband is protease-regulerend, doordat MMP's (proteasen) aan de collageen-laag worden gebonden. Verder wordt de groei van granulatieweefsel en re-epithelialisatie weer op gang gebracht.



### Productinformatie

Productkenmerken:

- ☐ Wondverband met secundair verband bedekken
- ☐ Is op maat te knippen, of te scheuren door unieke perforatie
- ☐ Samenstelling van 90% rundercollageen en 10% calciumalginaat

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving           | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3040119   | CUTIMED EPIONA 5X5CM   | 10 st.     | 5 x 10 st. | 16252284  |         |
| 3040130   | CUTIMED EPIONA 10X10CM | 10 st.     | 5 x 10 st. | 16252292  |         |