

Cutimed Epiona

Toepassing

Cutimed Epiona is een gelvormend wondverband van collageen en calciumalginaat en is geschikt voor oppervlakkige en diepe stagnerende wonden zonder necrose.

Het steriele wondverband bestaat uit 90% collageen en 10% calciumalginaat. Bij contact met wondvocht vormen het collageen en alginaat een gellaag, waardoor er een vochtige wondomgeving wordt gecreëerd. Het wondverband is protease-regulerend, doordat MMP's (proteasen) aan de collageen-laag worden gebonden. Verder wordt de groei van granulatieweefsel en re-epithelialisatie weer op gang gebracht.

Productinformatie

Productkenmerken:

- ☐ Wondverband met secundair verband bedekken
- ☐ Is op maat te knippen, of te scheuren door unieke perforatie
- ☐ Samenstelling van 90% rundercollageen en 10% calciumalginaat



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3040119	CUTIMED EPIONA 5X5CM	10 st.	5 x 10 st.	16252284	
3040130	CUTIMED EPIONA 10X10CM	10 st.	5 x 10 st.	16252292	