

ACCU-CHEK SOFTCLIX KIT

Toepassing

Bloedprikapparaat voor afnemen capillair bloed. Penmodel. 11 Instelbare prikdiepten; 0.5 minimale, 5.5 maximale prikdiepte. Gebruiken met Accu-Chek Softclix (XL) lancet; 3-vlaksgeslepen. Lancet wordt automatisch verwijderd.

Productinformatie

Specificatie:

- vorm: model van een pen
- prikdiepten: 11 instelbare prikdiepten van 0.5 tot en met 5.5 (0.5 geeft de minimale prikdiepte en 5.5 geeft de maximale prikdiepte aan)
- lancet: Accu-Chek Softclix en Accu-Chek Softclix XL lancet
- uitwerpmechanisme: lancet wordt automatisch verwijderd



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033974	ACCU-CHEK SOFTCLIX APPARAAT STANDAARD EN 25 LANCETTEN 03307450001	1 st.	38 x 1 st.	13754122	