

ADC FREESTYLE LANCETTEN 28G 200ST

Toepassing

Steriel, standaard lancet voor het prikken van capillair bloed. Te gebruiken in combinatie met meerdere prikpenen. Doorsnede van het lancet is 28 gauge. Het lancet is voor eenmalig gebruik.

Productinformatie

FreeStyle, standaard lancet voor een prikken; voor het prikken van capillair bloed.

Het steriele, standaard lancet kan gebruikt worden om meerdere prikpenen. Doorsnede van het lancet is 28 gauge. Het lancet is voor eenmalig gebruik.

Specificatie:

lancet

geschikt voor meerdere prikpenen

28 gauge

eenmalig gebruik

Toepassen voor:

het prikken van capillair bloed



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037951	ADC FREESTYLE LANCETTEN 28G 200ST 3037951	200 st.	12 x 200 st.	15539563	