


STARTSET CONTOUR TS

Toepassing

Complete set met eenvoudig te bedienen glucosemeter, om direct het bloedglucosegehalte te meten. Inhoud: Contour TS bloedglucosemeter, Microlet 2 prikapparaat, 10 Microlet lancetten een tasje en handleidingen.



Productinformatie

Contour TS, startpakket met een eenvoudig te bedienen bloedglucosemeter; complete set om direct het bloedglucosegehalte te meten

Inhoud startpakket:

- ☐ Contour TS bloedglucosemeter
- ☐ Microlet 2 prikapparaat
- ☐ 10 Microlet lancetten
- ☐ tasje
- ☐ korte handleiding
- ☐ uitgebreide handleiding

Specificatie bloedglucosemeter:

- ☐ testduur 5 seconden
- ☐ monstervolume minimaal 0.6µl
- ☐ plasma gekalibreerd
- ☐ geluidssignalen
- ☐ automatische codering
- ☐ weergave gemiddelde waarden
- ☐ meetmethode elektrochemische sensor
- ☐ meetbereik tussen 0.6-33.3mmol/L
- ☐ omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 45°C
- ☐ geheugencapaciteit 250 testresultaten

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037982	STARTSET CONTOUR TS 84239607	1 st.	4 x 1 st.	16076109	