

Wattendepperset - reiniging en desinfectie

Toepassing

De wattendepperset wordt gebruikt voor desinfectie van huid en slijmvliezen. Wordt tevens gebruikt voor het afnemen van urinekweken, bij catheterisatie en vaginaal toilet.



Productinformatie

- EO gesteriliseerd
- Diep hard bakje met 5 wattendeppers
- Leverbaar in verschillende gewichten

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000115	STERISETS WATTENDEPPERSET 5 X 0.6 GR PER 10 ST REF 102154K *S*	10 st.	1 x 10 st.		
2000116	STERISETS WATTENDEPPERSET 5 X 2.0 GR PER 10 ST REF 102158K *S*	10 st.	1 x 10 st.		
3016620	STERISETS WATTENDEPPERSET 0.60 GR X5ST REF 1406S5 *S*	52 st.	1 x 52 st.	16104498	
3016621	STERISETS WATTENDEPPERSET 2 GR X5ST REF 561420S5 STERIEL	52 st.	1 x 52 st.		