

HT ONE TD-GLUCO TESTSTRIPS 50ST

Toepassing

Teststrip voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed. Gebruiken met de HT One TD-Gluco (Bluetooth) bloedglucosemeter. Teststrip heeft 0.5µl bloed nodig om meting uit te kunnen voeren. Testduur bedraagt 5 seconden.



Productinformatie

HT One TD-Gluco, glucoseteststrip; voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed.

De glucoseteststrip dient samen met de HT One TD-Gluco bloedglucosemeter of de HT One TD-Gluco Bluetooth bloedglucosemeter gebruikt te worden. De glucoseteststrip heeft 0.5µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. De testduur bedraagt 5 seconden. De glucoseteststrip is voorzien van een absorberende opening waarin het bloed wordt opgezogen. Het controlevenster moet helemaal vol zijn als er voldoende bloed is aangebracht. Bewaar de teststrips altijd in de oorspronkelijke verpakking.

Specificatie:

- glucoseteststrip
- voor HT One TD-Gluco bloedglucosemeter en HT One TD-Gluco Bluetooth bloedglucosemeter
- hoeveelheid bloed 0.5µl
- testduur 5 seconden

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3038000	HT ONE TD GLUCO TESTSTRIPS 50ST	50 st.	400 x 50 st.	16068637	