

PARADIGM RESERVOIR

Toepassing

Leeg kunststof reservoir met bijgeleverd vulsysteem (dubbel-naald systeem). Inhoud 180IE of 300IE. Ca. 30 dagen bruikbaar. Te gebruiken in de Paradigm Veo 7XX en de Minimed 640G insulinepomp. Eenmalig gebruik. Per stuk verpakt.



Productinformatie

Leeg kunststof reservoir met bijgeleverd vulsysteem (dubbel-naald systeem). Te gebruiken in de Paradigm Veo 7XX en de Minimed 640G insulinepomp.

Specificatie:

kunststof

bijgeleverd vulsysteem (dubbel-naald systeem)

inhoud 180IE of 300IE

1,8 ml of 3ml

circa 30 dagen bruikbaar

automatische detectie eenheden

alarm bij 30, 20 en 10IE restvolume

eenmalig gebruik

per stuk verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3038009	PARADIGM RESERVOIR 1,8 ML 5XX/7XX MMT-326A	10 st.	72 x 10 st.	14922355	
3038010	MEDTRONIC PARADIGM RESERVOIR 3ML MMT-332A STERIEL	10 st.	72 x 10 st.	14938995	