

MYLIFE CLICKFINE PENNAALD

Toepassing

Pennaald met click-bevestiging voor toediening insuline met behulp van insulinepen. Te gebruiken op alle gangbare insulinepennen.

Siliconenlaagje en drievoudig facet geslepen punt. Steriel. Naaldlengte: 6mm, kleurcode: blauw. Naaldlengte: 8mm, kleurcode: oranje.



Productinformatie

Mylife Clickfine, pennaald met siliconenlaagje en click-bevestiging; voor toediening van insuline met behulp van een insulinepen.

De pennaald kan bevestigd worden op alle gangbare insulinepennen door deze op de insulinepen te klikken. De hoorbare 'click' bevestigt dat de pennaald op de juiste wijze op de insulinepen zit. De pennaald is voorzien van een siliconenlaagje en een drievoudig facet geslepen punt. Het dunne siliconenlaagje en de facet geslepen punt zorgen ervoor dat het inbrengen van de pennaald makkelijker gaat en dat er minder kans is op huidirritaties. De naaldhouder is voorzien van een kijkvenster voor extra optische controle. Voor éénmalig gebruik. Steriel verpakt.

Specificatie:

- ☐ pennaald
- ☐ click-bevestiging
- ☐ siliconenlaagje
- ☐ drievoudig facet geslepen punt
- ☐ naaldlengte: 6mm of 8mm
- ☐ naalddiameter 0.25mm
- ☐ doorsnede: 31G
- ☐ kleurcode: blauw (6mm) of oranje (8mm)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3051534	MYLIFE CLICKFINE PENNAALD 0,25X6MM 31G DIAMOND TIP 700000482 STERIEL	100 st.	20 x 100 st.	15593029	
3051533	MYLIFE CLICKFINE PENNAALD 0,25X8MM 31G DIAMOND TIP 700000483 STERIEL	100 st.	20 x 100 st.	15593037	