

OMNIPOD POD PER STUK

Toepassing

Pod, onderdeel van insuline management systeem voor continu toediening. Gebruiken met OmniPod PDM. De pod bestaat uit een insulinereservoir, flexibele canule, inbrengsysteem, pomp en batterijen. Na 3 dagen vervangen.



Productinformatie

OmniPod, insulinepatchpomp; onderdeel van OmniPod insuline management systeem voor continue insulinetoediening.

OmniPod PDM (Personal Diabetes Manager) besturingseenheid zorgt voor een draadloze besturing van de pod.

De pod bestaat uit een insulinereservoir, flexibele canule, inbrengsysteem, pomp en batterijen. Het inbrengen van de flexibele canule gebeurt automatisch en hands-free met behulp van het geïntegreerde inbrengsysteem aangestuurd door de PDM besturingseenheid. De pod dient om de 3 dagen (72 uur) vervangen te worden.

De pod is waterdicht IPX8 tot 7.5 meter voor maximaal 60 minuten. Het is niet nodig om de insulinetoediening te onderbreken tijdens het douchen, baden of zwemmen. De pod kan gevuld worden met 85 tot 200IE insuline. Gewicht 34 gram met een vol insulinereservoir.

Specificatie:

mbv OmniPod PDM besturingseenheid wordt pod draadloos bestuurd
canule wordt automatisch ingebracht via OmniPod PDM

besturingseenheid

aanbrengen met plaklaag

vervangen na 3 dagen (72 uur)

waterdicht tot 60 minuten

douchen, baden of zwemmen mogelijk

vulbaar met 85-200IE insuline

34g met vol insulinereservoir

25g zonder insuline

Pod bestaande uit:

insulinereservoir

flexibele canule

inbrengsysteem

pomp

batterijen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037877	OMNIPOD POD PER STUK 19191	10 st.	30 x 10 st.	16725972	