

Welch Allyn ECG Apparatenwagen

Toepassing

De Welch Allyn ECG Apparatenwagen komt met speciale bak en 4 zwenkwielen.

Productinformatie

Producteigenschappen:

Afmeting: 53.5 X 28.1 X 78.5CM

Gewicht: 18,2kg

Te gebruiken voor:

ELI 150C

ELI 250C

ELI 280



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3050967	WELCH ALLYN ECG APPARATENWAGEN MET BAK EN 4 ZWENKWIELEN TBV ELI 150C 250C 280 9911-018-50	1 st.	1 x 1 st.		