

Senn-miller wondhaak

Toepassing

Met de stompe wondhaak volgens Senn-miller kunnen ongevoelige weefsels tijdens operatieve ingrepen veilig worden weggehouden. De wondhaak is dubbelzijdig: 1 zijde is 3-tands stomp. De andere zijde heeft een rechthoekige lepelvorm.



Productinformatie

De Medipharchem twee-zijdige wondhaak volgens Senn-miller gemaakt van kwaliteitsstaal met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dit instrument is tot in precisie afgewerkt en strenge meervoudige kwaliteitscontroles ondergaan.

Staalsamenstelling

De Medipharchem medische instrumenten volstaan veelal enkel geharde, roestvrije staalsoorten (410/420). Deze staalsoorten voldoen aan de eisen met betrekking tot; duurzaamheid / slijtvastheid, corrosiebestendigheid, stevigheid / stijfheid en elasticiteit. Bij de materiaalkeuze voor een specifiek instrument wordt tevens onderscheid gemaakt tussen snijdende en niet snijdende instrumenten.

□ Voor snijdende instrumenten wordt gebruik gemaakt van harder staal om de duurzaamheid / slijtvastheid te vergroten. Voor niet snijdende instrumenten wordt veelal staal gebruikt dat meer elastisch is. Met name bij pincetten is elasticiteit een essentiële eigenschap. □

Producteigenschappen:

- A-kwaliteit
- Materiaal: RVS
- Volgens Senn-miller
- Twee-zijdig
- Tand: 3
- Lengte: 17 cm
- Stompe tanden

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052634	MEDIPHARCHEM WONDHAAK SENNMILLER 3 TAND 17 CM STOMP A-KWALITEIT A019161.17	1 st.	1 x 1 st.		