

CT-6 FEMUR TRACTION SPLINT

Toepassing


De CT-6 is een beenspalk die is ontworpen voor pre-ziekenhuiszorg en patiëntenvervoer, in eerste instantie ontworpen voor het leger. De CT-6 helpt de pijn van de patiënt te verlichten en voorkomt verdere schade aan de omliggende spieren en weefsels. De CT-6 is gemaakt van koolstofbuizen die in elkaar klikken via een intern elastiek. De CT-6 is extreem compact, licht en sterk.

Productinformatie

Koolstofvezelbuizen: corrosiebestendig, extreem hoge sterkte / gewichtsverhouding, röntgen doorschijnend.

* Toepassing: Uit de tas is de CT-6 is direct inzetbaar voor gebruik; alle benodigde onderdelen zijn aan de spalk bevestigd. Er is geen manier om stukken te verliezen, wat resulteert in zeer snelle applicatietijden.

Instructiehandleiding: Elke spalk wordt geleverd met een eigen "quick reference" dubbelzijdige instructiehandleiding die waterdicht en scheurbestendig is.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3060633	CT-6 FEMUR TRACTION SPLINT 1126624	1 st.	1 x 1 st.		