

KETOSENS KETONEN TESTSTRIPS 10st

Toepassing

KetoSens B-ketonenteststrip; voor het meten van de hoeveelheid ketonen in het bloed

Productinformatie

KetoSens B-ketonenteststrip; voor het meten van de hoeveelheid ketonen in het bloed.



De ketonenteststrip dient samen met de CareSens Dual bloedglucose/ketonenmeter gebruikt te worden. De ketonenteststrip heeft 0.5µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. De testduur bedraagt 8 seconden.

Specificatie:

- voor CareSens Dual bloedglucose/ketonenmeter
- hoeveelheid bloed 0.5µl
- testduur 8 seconden

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3040900	KETOSENS KETONEN STRIPS 10ST 3202	10 st.	50 x 10 st.	16341457	