

DIATESSE KETONEN TESTSTRIPS 10ST

Toepassing

Diatesse, bloedketonenteststrip; voor het meten van de hoeveelheid ketonen in het bloed

Productinformatie

Diatesse, bloedketonenteststrip; voor het meten van de hoeveelheid ketonen in het bloed.

De bloedketonenteststrip dient samen met Diatesse XPER bloedglucose- en ketonenmeter gebruikt te worden om het bloedketonengehalte te meten. Er is 0.8µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren, de testduur bedraagt 5 seconden.

Specificatie:

- ☐ bloedketonenteststrip
- ☐ hoeveelheid bloed 0.8µl
- ☐ testduur 5 seconden
- ☐ gebruiken met Diatesse XPER bloedglucose- en ketonenmeter

Bewaaradvies:

- ☐ bewaren tussen 2°C en 30°C
- ☐ laat de folieverpakking gesloten totdat men de teststrip nodig heeft
- ☐ raak de teststrip alleen aan met schone en droge handen
- ☐ gebruik geen teststrip als de houdbaarheidsdatum is verstreken
- ☐ buig, knip of wijzig een teststrip op geen enkele manier
- ☐ bewaren uit de buurt van kinderen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054287	DIATESSE XPER KETONEN TESTSTRIPS 10ST TD-42898	10 st.	400 x 10 st.	16751264	

