

Headhugger Ferno Model 455 0832092-1

Toepassing

Deze eenmalig te gebruiken hoofdimmobilisatie is lichtgewicht, water resistent en van röntgendoorlatend plastic. De HeadHugger is eenvoudig aan te brengen en beschikt voor een opening bij beide oren.



Productinformatie

De panelen kunnen om het hoofd van de patiënt gevouwen worden en kunnen worden gevormd naar de contouren van het hoofd van de patiënt.

De headhugger is plat op te bergen.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3060417	MODEL 455 HEADHUGGER 0832092-1	1 st.	10 x 1 st.		