

Alcoholbevochtiger

Toepassing

Alcoholbevochtiger voor het gemakkelijk bevochtigen van celstofdeppers of watten met desinfectiemiddelen op alcoholische basis.

Productinformatie

Kenmerken:

- antislip bodem
- eenvoudig te vullen, kunststof reservoir
- pompverstuiver
- inhoud 100 ml.
- doorzichtig materiaal voor controle aanwezige vloeistof.
- afmeting: Ø ca. 10 cm



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3006898	KAWA ALCOHOLBEVOCHTIGER LIQUIMED 100ML BLAUW 10X7,5CM 12.15120.002	1 st.	1 x 1 st.		