

Opblaasbare haarwasbak

Toepassing

Een opblaasbare haarwasbak van vinyl om in bed het haar van patiënten te kunnen wassen.

Productinformatie

Het product geeft een comfortabele ondersteuning aan hoofd en nek. De haarwasbak heeft twee opblaasunits en is zowel met de mond als met een pomp op te blazen (niet meegeleverd). Door het materiaal is de haarwasbak licht en makkelijk in gebruik.

- Inclusief een afvoerslang voor het water
- Afmeting: 71 x 61 cm
- Diepte: 15 cm
- Lengte slang: 119 cm



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------