


GLUCOFIX TECH B-KETONE SENSOR

Toepassing

Teststrip voor het meten van de hoeveelheid ketonen in het bloed. Gebruiken samen met de GLUCOFIX TECH 2K bloedglucose/ketonenmeter. Teststrip heeft 0.8µl bloed nodig om meting uit te kunnen voeren. Testduur 5 seconden.



Productinformatie

GLUCOFIX TECH B-Ketonensensor ketonenteststrip; voor het meten van de hoeveelheid ketonen in het bloed.

De ketonenteststrip dient samen met de GLUCOFIX TECH 2K bloedglucose/ketonenmeter gebruikt te worden. De ketonenteststrip heeft 0.8µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. De testduur bedraagt 8 seconden. Gebruik de ketonenteststrips niet na de vervaldatum.

Specificatie:

- ☐ GLUCOFIX TECH 2K bloedglucose/ketonenmeter
- ☐ hoeveelheid bloed 0.8µl
- ☐ testduur 8 seconden

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3049700	GLUCOFIX TECH B-KETONE SENSOR 48726	1 st.	10 x 1 st.	16534735	