

NATUS ST + PROXY PG/PSG MPR

Toepassing

De Natus ST + Proxy is een ambulante slaaprecorder van de vierde generatie. Deze is uitermate betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Met behulp van het LCD scherm op het apparaat wordt het controleren van de kwaliteit eenvoudiger, zonder dat er een computer bij te pas komt.



Productinformatie

- Is te gebruiken voor type I tot type IV PSG-tests.
- Biedt twaalf kanalen met verzamelde gegevens.
- Kan gekoppeld worden met ST Proxy voor acht extra kanalen.
- Kan gekoppeld worden met de ST+ Proxy voor zestien extra kanalen om te voldoen aan type II ambulante opname eisen.
- Vooraf programmeren van tijden om op te nemen.
- Beschikt over TX Proxy differentiële druk en 6 druk kanalen.
- Door middel van RemLogic software kan er online opgenomen worden.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
1700194	NATUS ST + PROXY PG/PSG MPR 012696	1 st.	1 x 1 st.		