

NOX TEN20 PASTA EEG PSG

Toepassing

De Nox Ten20 pasta is een ideale geleidende kleefpasta om elektroden op de huid te fixeren. Door de juiste balans tussen kleefkracht en geleidbaarheid, blijven de elektroden op hun plaats terwijl de transmissie van elektrische signalen mogelijk is.



Productinformatie

- Ten20 pasta houdt de elektroden op hun plaats, dus het is niet nodig om een test te verstoren en de elektroden opnieuw te bevestigen.
- Ten20 is wasbaar, droogt niet en is makkelijk schoon te maken.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3049049	NOX TEN20 PASTA EEG PSG 555020	1 st.	3 x 1 st.		