

PTMED 8000SM SENSOR MEDIUM SOFT HERBRUIKBAAR 1M

Toepassing

De Nonin PTMed 8000SM Sensor zijn ontworpen voor korte termijn monitoring, inspanningsonderzoeken en spot checks en kunnen worden gebruikt in elke situatie waar het risico op cross infectie gering is. Deze kunnen aangesloten worden op zowel de vingers als de tenen.

Productinformatie

- Herbruikbaar; duurzaam en eenvoudig te reinigen.-
- Snel en makkelijk voor spot-checking.
- De PureLight sensoren bieden accurate en betrouwbare SpO2 metingen.
- Comfortabel voor langdurig monitoren.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3053376	PTMED 8000SM SENSOR MEDIUM SOFT HERBR 1M 8001138	1 st.	1 x 1 st.		