

PARI TURBOBOY SX COMPRESSOR

Toepassing

De Pari TurboBoy SC medicijnvernevelaar is een inhalator voor de behandeling van de onderste luchtwegen. Deze kan gebruikt worden voor de behandeling van bronchiale en allergische astma, acute of chronische bronchitis. De compressor wordt gebruikt om perslucht voor de werking van een PARI vernevelaar te genereren. De compressor mag alleen worden gebruikt voor PARI vernevelaars.

Productinformatie

- Krachtige compressor voor korte inhalatietijden.
- Voor patiënten van 4 jaar en ouder.
- Totale output: 600 mg/min.
- MMD (mediane massadiameter): 3,5 µm.
- Massapercentage onder 5 µm: 67%.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
1700156	PARI TURBOBOY SX COMPRESSOR 085G3201	1 st.	1 x 1 st.		