

Intersurgical Clear Guard 3 Filter met Luer Lock

Toepassing

De Intersurgical Clear Guard 3 Filter met Luer Lock is ontworpen voor gebruik in ademhalings- en anesthesiesystemen om de patiënt, het ziekenhuispersoneel en de apparatuur te beschermen tegen mogelijke microbiële besmetting. Het is ontworpen met een afgeronde ergonomische polypropyleen behuizing.

Productinformatie

- Meest kosteneffectieve filterproduct.
- Filtratie effect is hoger dan 99,99%.
- Weerstand bij 30L/min is 0.8CM H₂O.
- Weerstand bij 60L/min is 1.9CM H₂O.
- Drukvolume is 59ML.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3025838	INTERSURGICAL FILTER CLEAR GUARD 3, HMEF LUER LOCK REF 1544000	1 st.	150 x 1 st.	16135180	