

Intersurgical




Intersurgical Reanimatiemasker in doos

Toepassing

De Intersurgical Reanimatiemasker in doos is een handig gebruiksklaar mond-op-masker device waarmee u meteen respiratoire ondersteuning aan uw patiënt kunt geven zonder uzelf in gevaar te brengen. Daar het een kristalheldere masker is, kunt u de kleur van de patiënt duidelijk visualiseren waarmee het een directe indicatie geeft van de effectiviteit van de respiratoire ondersteuning.

Productinformatie

- Het mondstuk is een standaard 15mm.
- Mannelijke aansluiting zodat deze past op de standaard reanimatie- en beademingssystemen van Intersurgical.
- Door de zuurstof connector er kan extra zuurstof worden geleverd.
- De zachte cuff vormt zich naar de contouren van de patiënt en biedt een comfortabele luchtdichte afsluiting.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2002449	INTERSURGICAL DRAAGBAAR REANIMATIEMASKER IN DOOS MET ZUURSTOFCONNECTOR, HOOFDBAND, FILTER 1158000	1 st.	16 x 1 st.		