

Erler-zimmer placenta met navelstreng van stof tbv stoffen foetus pop r10070

Toepassing

Fantoom placenta met navelstreng stof

De vruchtwaterzak kunt u gebruiken om het foetus model (3007890) te laten zien. De navelstreng heeft bloedvaten en slagaders. Een handige trekkoord sluit de zak. De placenta met navelstreng kunt u gebruiken met de stoffen foetus pop.



Productinformatie

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052500	PLACENTA MET NAVELSTRENG R10071 TBV STOFFEN FOETUS POP R10070	1 st.	1 x 1 st.		