

Philips



Philips Kinband Deluxe

Toepassing

De Philips Kinband Deluxe is bedoeld voor CPAP-patiënten die met hun mond open slapen. Het slapen met de mond open tijdens therapie kan onbedoeld leiden tot maskerlekkage en verminderde effectiviteit van de therapie. De kinband voor slaapapneu houdt de mond gesloten om de effectiviteit van de therapie te behouden.

Productinformatie

- Gemaakt van zacht duurzaam materiaal
- Heeft een goede pasvorm
- Gemakkelijk aan te brengen
- Heeft een voorgevormde kin ruimte



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3041723	PHLPS KINBND MASK DLUX	1 st.	1 x 1 st.		