

Philips Respironics Kinband Premium

Toepassing

De Philips Respironics Kinband Premium is bedoeld voor CPAP-patiënten die met hun mond open slapen. Het slapen met de mond open tijdens therapie kan onbedoeld leiden tot maskerlekkage en verminderde effectiviteit van de therapie. De kinband voor slaapapneu is bedoeld om de mond gesloten te houden om de effectiviteit van de therapie te behouden.

Productinformatie

- Gemaakt van zacht duurzaam materiaal
- Heeft een goede pasvorm
- Gemakkelijk aan te brengen
- Heeft een voorgevormde kin ruimte



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3041808	RESP KINBND MASK PREMIUM	1 st.	1 x 1 st.		