


RESMED AIRFIT F20 MASKER CUSH

Toepassing

De ResMed AirFit F20 Cush is voorzien van de InfinitySeal-technologie. Hiermee past de neuskussen zich aan aan bijna elk gezicht. De zachte, matte oppervlakken van de InfinitySeal voelen natuurlijker aan op de huid en behouden een veilige afdichting, zelfs bij de hoogste slaaptherapiedrukniveaus.

Productinformatie

- Beschikt over de InfinitySeal- technologie
- Zachte neusbrug en voorgevormd kingedeelte verbeteren het comfort zonder afbreuk te doen aan de afdichting
- Is geschikt is voor van bijna elk gezicht



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3049671	RM F20 AIRFITCUSH MASK L 63469	1 st.	1 x 1 st.		