

MC EUROPE SPLITGAASJES METAL

Toepassing

De MC Europe Splitgaasjes zijn tracheale kompressen die aluminium gecoat zijn. Hiermee wordt voorkomen dat het kompres aan de wond of huid blijft plakken. Het absorbeert de afscheiding tussen de stoma en de sonde.



Productinformatie

- Aluminium gecoat
- Met zigzag spleet
- Afmeting 9 x 9.8cm

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3044727	MCEUROPE SPLITGAASJES METALL 9X9.8CM	1 st.	10 x 1 st.	14983532	