


Baxter Eva Zak voor TPV

Toepassing

De Baxter EVA zak voor Totale Parenterale Voeding (TPV) heeft 1 Luer lock connector, 1 injectiepoort en 1 spikepoort.

Productinformatie

- 1 luerlock connector
- 1 injectiepoort
- 1 spikepoort
- wordt leeg geleverd



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3064344	BAXTER EVA ZAK VOOR TPV LL POORT 250ML E1302OLPF *S*	1 st.	50 x 1 st.		
3064345	BAXTER EVA ZAK VOOR TPV LL POORT 500ML E1305OLPF *S*	1 st.	50 x 1 st.		
3064346	BAXTER EVA ZAK VOOR TPV LL POORT 1000ML 1310OLPF *S*	1 st.	40 x 1 st.		
3064347	BAXTER EVA ZAK VOOR TPV LL POORT 2000ML 1320OLPF *S*	1 st.	35 x 1 st.		