

BD

BD AFSLUITDOP LUER LOCK

Toepassing

De BD Afsluitdop Luer Lock is een beschermkap en een BD Luer Lock dop voor infusies waarbij een injectieplaats moet worden afgesloten en tegelijkertijd een beschermkap voor een Luer-spuut nodig is.

Productinformatie

- Geschikt voor het afsluiten van infuussystemen, IV catheters, infuuslijnen etc
- Gemaakt van steriel polypropyleen
- Met latexvrij membraan en acrylonitril-butadien-styreen
- Met mannelijke/vrouwelijke bescherming
- Steriel



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057299	BD LUER LOCK AFSLUITDOPJE MALE/FEMALE ORANJE 394075	100 st.	999.99 x 100 st.		