

# BD

## BD AFSLUITDOP LUER LOCK

### Toepassing

De BD Afsluitdop Luer Lock is een beschermkap en een BD Luer Lock dop voor infusies waarbij een injectieplaats moet worden afgesloten en tegelijkertijd een beschermkap voor een Luer-spuut nodig is.

### Productinformatie

- Geschikt voor het afsluiten van infuussystemen, IV catheters, infuuslijnen etc
- Gemaakt van steriel polypropyleen
- Met latexvrij membraan en acrylonitril-butadien-styreen
- Met mannelijke/vrouwelijke bescherming
- Steriel



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                           | Binnendoos | Overdoos            | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------|
| 3057299   | BD LUER LOCK AFSLUITDOPJE<br>MALE/FEMALE ORANJE 394075 | 100 st.    | 999.99 x 100<br>st. |           |         |