

Minimed

MINISART FILTER VOOR DE SPUITEN

Toepassing

De Minisart Filter voor de spuit heeft een Luer Lock-inlaat en -uitlaat, voor positieve bevestiging aan de spuit. Het filter heeft een diameter van 26 mm en een ophoudvolume van 0,1 ml. Deze is geschikt voor heldere waterige oplossingen die geen voorafgaande filtratie vereisen.

Productinformatie

- Elimineert tijdrovend voorbereidend werk
- Filterdiameter: 28 mm
- Filtratatiegebied: 6,2 cm²
- Maximale druk: 4,5 bar
- Steriel



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3042668	MINISART SPUIT FILTER 0,2UM BLAUW 16534K STERIEL	50 st.	1 x 50 st.		