

# Minimed


## MINISART FILTER VOOR DE SPUITEN

### Toepassing

De Minisart Filter voor de spuit heeft een Luer Lock-inlaat en -uitlaat, voor positieve bevestiging aan de spuit. Het filter heeft een diameter van 26 mm en een ophoudvolume van 0,1 ml. Deze is geschikt voor heldere waterige oplossingen die geen voorafgaande filtratie vereisen.

### Productinformatie

- Elimineert tijdrovend voorbereidend werk
- Filterdiameter: 28 mm
- Filtratatiegebied: 6,2 cm<sup>2</sup>
- Maximale druk: 4,5 bar
- Steriel



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                        | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3042668   | MINISART SPUIT FILTER 0,2UM BLAUW<br>16534K STERIEL | 50 st.     | 1 x 50 st. |           |         |