

Vygon


VYGON GRIP-LOK FIXATIEPLEISTER

Toepassing

De Vygon Grip-Lok fixatiepleister is een fixatiehulpmiddel voor PICC-katheters. Grip-Lok zorgt voor een efficiënte katheterfixatie om onbedoelde verwijdering van de katheter of kathetermigratie te voorkomen. Deze is gemaakt van een zachte, flexibele stof, is voorzien van een ademende, hypoallergene lijmlaag en is latexvrij.

Productinformatie

- Fixatiepleister voor PICC katheter
- Fixeert veilig, ook op moeilijke plaatsen
- Zorgt voor een efficiënte fixatie (zonder hechtingen) van de katheter, zodat deze niet per ongeluk kan worden verwijderd
- Latexvrij
- Steriel



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3043743	VYGON GRIP-LOK FIXATIEPLEISTER (VOOR FIXATIE VAN PICC KATHETER) 00580404 STERIEL	50 st.	10 x 50 st.	15455432	
3030460	GRIP-LOK FIXPLEISTER PICC + KATH 3-8MM 3300MWA	10 st.	1 x 10 st.	15409805	