

iQ-Cath


IQ-Cath gecoate afnamekatheter - Hydrofiel luerlock

Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen

Productinformatie

- Lengte: 43 cm
- Materiaal: PVC DEHP-vrij
- Luerlock-aansluiting; er kan veilig met medicijnen worden omgegaan zonder risico op verspilling
- Bolvormige flexibele tip; zorgt er voor dat de katheter altijd de weg van de minste weerstand kiest. Kans op beschadiging wordt hiermee tot een minimum gereduceerd



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3015355	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL HYDROFIEL GECOAT LUER-LOCK CH1243CMIQ6014.12-6 STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15823067	IQCAC1
3015356	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL HYDROFIEL GECOAT CH14 43CMLUER-LOCKIQ6014.14-6 STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15823075	IQCAC1