

Klinion Diabetes Care

KLINION DIABETES CARE SOFT FINE PLUS PENNAALDEN

Toepassing

De Soft fine® Plus pennaald van Klinion Diabetes Care is bij het prikken comfortabel in gebruik. Hij geeft minder druk bij het injecteren en dankzij de facet geslepen punt gaat hij perfect door de huid heen.

Productinformatie

De insuline stroomt beter door de naald en het siliconen laagje op de naald zorgt dat u geen last heeft van huidirritatie.

- Vier diktes; 29G, 30G, 31G en 32G
- Verschillende lengtematen; 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm en 12 mm
- Deze pennaalden passen op alle gangbare insulinepenen die voorzien zijn van een gestandaardiseerde schroefdraad

[button=http://catalogus.medeco.nl/framework/modules/Catalog/media/products/KDC0074FLD_LR.pdf]Bekijk hier het overzicht[/button]



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3038457	KLINION DIABETES CARE SOFT FINE 0,23MM 32G * 4MM 5065	110 st.	40 x 110 st.	15986225	
3038458	KLINION DIABETES CARE SOFT FINE 0,25MM 31G * 5MM 5066	110 st.	40 x 110 st.	16005465	
3038456	KLINION DIABETES CARE SOFT FINE 0,23MM 32G * 5MM 5064	110 st.	40 x 110 st.	15737446	
3038453	KLINION DIABETES CARE SOFT FINE 0,25MM 31G * 6MM 5060	110 st.	40 x 110 st.	15558967	
3038459	KLINION DIABETES CARE SOFT FINE 0,23MM 32G * 6MM 5068	110 st.	40 x 110 st.	16327055	
3038454	KLINION DIABETES CARE SOFT FINE 0,25MM 31G * 8MM 5061	110 st.	40 x 110 st.	15558975	
3038455	KLINION DIABETES CARE SOFT FINE 0,33MM 29G * 12MM 5063	110 st.	40 x 110 st.	15558991	