

## Omron bloeddrukmetermanchet voor M6C, M7 en M10-IT

### Toepassing

Het manchet voor de Omron bloeddrukmeter M6C, M7 en M10-IT is een voorgevormd manchet. Dit manchet is het enige manchet dat geschikt is voor de Omron M6C, M7 en M10-IT.

### Productinformatie

- Inclusief slang
- Instelbaar van 22-42 cm



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                          | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3029934   | OMRON BLOEDDRUKMANCHET COMFORT VOOR OMRON M6C, M7 EN M10-IT 7935055-3 | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |