

Omron bloeddrukmetermanchet voor M6C, M7 en M10-IT

Toepassing

Het manchet voor de Omron bloeddrukmeter M6C, M7 en M10-IT is een voorgevormd manchet. Dit manchet is het enige manchet dat geschikt is voor de Omron M6C, M7 en M10-IT.



Productinformatie

- Inclusief slang
- Instelbaar van 22-42 cm

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029934	OMRON BLOEDDRUKMANCHET COMFORT VOOR OMRON M6C, M7 EN M10-IT 7935055-3	1 st.	1 x 1 st.		