

Heine


Heine bloeddrukmeter manchetten G5, G7 en GP

Toepassing

Kleefmanchetten voor Heine handbloeddrukmeters G5, G7 en GP.

Productinformatie

- De manchetten hebben een enkele slang
- Verkrijgbaar in diverse maten
- De dijbeenmanchet, artikelnummer 3026227, kan ook voor de bovenarm van een obese patiënt gebruikt worden



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3027257	HEINE MANCHET G5 G7 GP VOLW SM 20-29CM 3 M-000.09.704	1 st.	1 x 1 st.		
3028304	HEINE MANCHET G5 G7 GP KIND13-20CM 2 M-000.09.702	1 st.	1 x 1 st.		
3026227	HEINE MANCHET G5 G7 GP DIJBEEN 41-59CM 6 M-000.09.615	1 st.	1 x 1 st.		
3007355	HEINE MANCHET G5 G7 GP VOLW L 35-47CM 5 M-000.09.706	1 st.	1 x 1 st.		
3007356	HEINE MANCHET G5 G7 GP VOLW 29-41CM 4 M-000.09.619	1 st.	1 x 1 st.		