

## Accu-Chek

### ACCU-CHEK SAFE T-PRO LANCETTEN


#### Toepassing

De Accu-Chek Safe T-pro is een éénmalige prikken met drie instelbare prikdieptes voor een grotere flexibiliteit en meer comfort voor uw patiënt.

#### Productinformatie

Door het éénmalige gebruik is er geen gevaar voor kruisbesmetting. Het lancet wordt automatisch uit de huid teruggetrokken voor een optimale veiligheid. Het unieke prikmechanisme sluit ongewild prikken uit.

- Verpakt per 200 stuks
- Diameter lancet: 0,30mm (30G)
- Prikpen: Geen prikken nodig, is een veiligheidslancet voor professioneel en éénmalig gebruik
- Prikdiepte: 3 instelbare prikdieptes voor een grotere flexibiliteit en meer comfort voor de patiënt
- De huid wordt zeer snel doorpikt (in 3 milliseconden) waardoor ze geen beschadiging oploopt. Het drievlaks geslepen naaldpunt zorgt voor een optimale huidpenetratie en garandeert een nagenoeg pijnloze prik
- Door het éénmalige gebruik is er geen gevaar voor kruisbesmetting. Het lancet wordt automatisch uit de huid teruggetrokken voor een optimale veiligheid. Het unieke prikmechanisme sluit ongewild prikken uit
- Met zijn T-vormig design is hij eenvoudig te hanteren en gemakkelijk aan te leren. Geschikt voor alle medische diensten, inclusief pediatrie en neonataal gebruik



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                  | Binnendoos | Overdoos     | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|
| 3033714   | ACCU-CHEK SAFE-T-PRO 15356647 | 200 st.    | 10 x 200 st. | 15356647  | ACCUX   |