

Biatain Alginate



Biatain Alginate

Toepassing

Biatain Alginate is een steriel, sterk absorberend alginaatverband voor verticale, lokale vochtabsorptie. De tamponstreng dient ervoor om diepere wonden op te vullen.



Productinformatie

- Het alginaat werkt tevens bloedstelpend
- Biatain Alginate heette voorheen SeaSorb Soft, de specificaties zijn ongewijzigd
- In contact met wondexsudaat ontstaat een zachte gel die zich vormt naar het wondbed
- De Biatain Alginate is 85% calciumalginaat en 15% hydrocolloïd en heeft een lange draagtijd (tot 7 dagen)
- Bij verwijdering blijft Biatain Alginate intact en blijven er geen vezels achter in de wond; dit vermindert de pijn bij een verbandwisseling
- Door de flexibiliteit is dit verband ook geschikt voor diepe wonden.
- Fixeer Biatain met een adhesief wondverband zoals Biatain adhesief of Comfeel Plus Ulcus

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016339	BIATAIN ALGINATE ALGINAAT WONDVERBAND MET CMC 5 X 5 CM (VOORHEEN SEASORB) REF 3705 *S*	30 st.	24 x 30 st.	14798220	BIATV5
3016343	BIATAIN ALGINATE ALGINAAT WONDVERBAND MET CMC 10 X 10 CM (VOORHEEN SEASORB) REF 3710 *S*	10 st.	24 x 10 st.	14798239	BIATV1
3016353	BIATAIN ALGINATE ALGINAAT WONDVERBAND MET CMC 15 X 15 CM (VOORHEEN SEASORB) REF 3715 *S*	10 st.	24 x 10 st.	14798247	BIATV1