

Biatain Alginate




Biatain Alginate Ag

Toepassing

Zacht en flexibel antibacterieel alginaat wondverband met zilver. De tamponstreng dient ervoor om diepere wonden op te vullen.

Productinformatie

- Biatain Alginate heette voorheen SeaSorb Soft Ag, specificaties zijn ongewijzigd
- Antibacterieel wondverband met zilver als actieve component. - Geeft langdurig zilver af en geeft antibacteriële bescherming tot 7 dagen.
- Dit verband heeft een sterk absorberend steriel, non-woven antimicrobieel kussen, samengesteld uit een hoog gehalte G (guluronzuur), calciumalginaat, hydrocolloïd en een ionisch zilvercomplex
- Bij absorptie van exsudaat ontstaat een zachte gel die zich vormt naar het wondbed. De SeaSorb Ag blijft intact en laat geen vezels achter in de wond. Dit vermindert de pijn bij een verbandwisseling
- Voor het aanbrengen kan de tamponstreng eventueel bevochtigd worden met NaCl, zodat het zilver wordt afgegeven als de wond matig exsudeert
- Fixeer Biatain Alginate Ag met een wondverband zoals Biatain Ag
- Bij pijnlijke, geïnfecteerde wonden kan Biatain Alginate Ag met Biatain Ibu (schuimverband met ibuprofen) gecombineerd worden



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016374	BIATAIN ALGINATE AG ALGINAAT WONDVERBAND MET ZILVER 3 CM X 44 CM (VOORHEEN SEASORB) REF 3780 *S*	10 st.	24 x 10 st.	15245454	BIATV3