

# Biatain Super



## Biatain Super Adhesief


### Toepassing

Biatain Super Adhesief is een hydrocapillair, superabsorberend wondverband voor extreem exsuderende wonden. Het hydrocapillaire kussentje zorgt voor snelle absorptie van wondvocht. Het heeft een lange draagtijd tot 7 dagen.

Biatain Super was voorheen Alione; de specificaties van het product zijn ongewijzigd.

### Productinformatie

- Wondcontactlaag voorkomt verkleving met het wondbed
- Hydrocolloïd kleefrand: fixeert het wondverband en absorbeert wondvocht
- Topfilm: hoge verdamping van wondvocht en een verminderde kans op infectie van buitenaf



## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017168	BIATAIN SUPER ADHESIVE HYDROCAPILLAIR WONDVERBAND ZELFKLEVEND SUPERABSORBEREND 10 X 10 CM (VOORHEEN ALIONE) REF 4610 *S*	10 st.	32 x 10 st.	14796422	BIATV1
3017325	BIATAIN SUPER ADHESIVE HYDROCAPILLAIR WONDVERBAND ZELFKLEVEND SUPERABSORBEREND 12.50 X 12.50 CM (VOORHEEN ALIONE) REF 4612 *S*	10 st.	24 x 10 st.	14796449	BIATV1