

# Biatain Super

## Biatain Super Adhesief

### Toepassing

Biatain Super Adhesief is een hydrocapillair, superabsorberend wondverband voor extreem exsuderende wonden. Het hydrocapillaire kussentje zorgt voor snelle absorptie van wondvocht. Het heeft een lange draagtijd tot 7 dagen.

Biatain Super was voorheen Alione; de specificaties van het product zijn ongewijzigd.

### Productinformatie

- Wondcontactlaag voorkomt verkleaving met het wondbed
- Hydrocolloïd kleefrand: fixeert het wondverband en absorbeert wondvocht
- Topfilm: hoge verdamping van wondvocht en een verminderde kans op infectie van buitenaf



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                                                                               | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3017168   | BIATAIN SUPER ADHESIVE<br>HYDROCAPILLAIR WONDVERBAND<br>ZELFKLEVEND SUPERABSORBEREND 10 X<br>10 CM (VOORHEEN ALIONE) REF 4610<br>*S*       | 10 st.     | 32 x 10 st. | 14796422  | BIATV1  |
| 3017325   | BIATAIN SUPER ADHESIVE<br>HYDROCAPILLAIR WONDVERBAND<br>ZELFKLEVEND SUPERABSORBEREND 12.50<br>X 12.50 CM (VOORHEEN ALIONE) REF<br>4612 *S* | 10 st.     | 24 x 10 st. | 14796449  | BIATV1  |